
高速排気ドック(LN2デュワーUHVブースターCF40付)

- ・VSCTDH40高速排気ドック(移送チャンバー)は、超高真空スーツケースからUHVシステムヘサンプルを大気に曝されないように非常に高速に移送することが可能です。移送チャン バー内の真空は、ターボ分子ポンプとCTDH40 LN2デュワーUHVブースターCF40(LN2コールドトラップ)のクライオポンプとしての機能を組み合わせて作られます。このため、 従来は**24時間**かけてバッファーをベークアウトしていたのに対し、**約30分**で十分な真空度を確保することができます。(但し、**ターボ分子ポンプ**は含まれていません。)
- ・VSCTDH40を使用したサンプルの高速移送ではベークアウトは必要ありません。従って**超高真空スーツケース**が**高速排気ドック(移送チャンバー)**と一緒に加熱されないためスーツ ケース内の真空度に悪影響を与えないというメリットもあります。
- ・この製品は、マックスプランク固体研究所(シュトゥットガルト)のナノスケール科学部門と共同で開発されました。

【製品コード】VSCTDH40



高速排気ドック 【製品コード】VSCTDH40



高速排気ドック+ターボ分子ポンプ

【仕様】


- ・フルUHV適合材料
- ·**ターボ分子ポンプ**は含まれていません。
- (1)【製品コード】VSDOCK40:ドッキングステーション
 - ・VSCT40: 小型ドッキングチャンバー:
 - -材質: SUS304L(1.4301)
 - -Heリーク率: **<1x10-9 mbar*l/s**
 - ·VATミニUHVマニュアルゲートバルブ(ICF70)
 - **※CTDH40(LN2コールドトラップ)**との組み合わせることで、このドッキングステーシ ョンは、1E-9 mbarの範囲の真空レベルまで高速排気することができます。
- (2) 【製品コード】CTDH40:LN2デュワーUHVブースターCF40
 - ·LN2充填量:~0.5lt
 - ・デュワー真空隔離/断熱スリーブ及びカバー付
 - ・CTD50CAPFOAM: 発砲プラスチックフタ付
 - ・熱交換器: OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
 - ・排気時間(VSCT40使用): 約1E-8mbarの圧力まで約30分
 - ・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
 - ・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
 - ・温度センサー: Pt100
 - ・電流導入端子:6ピンミニチュア導入端子
 - ・取付フランジ: ICF70
 - 導入端子フランジ: ICF34
- (3) オプション:

【**製品コード**】 **CABCTH40HT3M**: ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)


※電源及び制御電子機器は含まれていません。



高速排気ドック 【製品コード】 VSCTDH40



LN2デュワーUHVブースターCF40 【製品コード】CTDH40



LN2デュワーUHVブースターCF40(加熱コイル/温度センサー付)

- ・CTDH40は、クライオポンプとして使用されるLN2コールドトラップです。小型ドッキングチャンバー(VSCT40)と組み合わせてUHVブースターとして排気を促進します。ターボ 分子ポンプと組み合わせて使用することで、一定時間内にベース圧を**約10分の1**に下げることができ、UHVスーツケースから超高真空システムへの非常に高速なサンプル移送が可能になります。
- ・液体窒素(LN2)をデュワーに充填後、CTDH40の真空側の熱交換器は数分で冷却されるため、クリーンなサンプルを移送するのに十分な真空レベルが約30分以内に確立されます。
- ・CTDH40を使用してUHVを確立することで、ベークアウトが不要になります。また、UHVスーツケース内の真空度に悪影響を及ぼす小型ドッキングチャンバーと一緒にUHVスーツケースが加熱されないというメリットもあります。
- ・**Pt100温度センサー**を使用してクールダウン及びウォームアップ中の温度を監視します。**内蔵抵抗ヒーター**に適した**コネクター付ケーブル(CABCTH40HT3M)**は、別途注文する必要があります。

【製品コード】VSCTDH40



(1) 仕様:

- ·LN2充填量:~0.5lt
- ・デュワー真空断熱
- ・CTD50CAPFOAM: 発砲プラスチック製フタ付
- ・熱交換器: OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
- ・排気時間(小型ドッキングチャンバー:VSCT40使用):約1E-8mbarの圧力まで約30分
- ・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
- ・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
- ・温度センサー: Pt100
- ・電流導入端子:6ピンミニチュア導入端子
- 取付フランジ: ICF70
- ・導入端子フランジ: ICF34
- ・断熱スリーブ及びカバー付
- ・フルUHV適合材料

(2) オプション:

【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)※雷源及び制御電子機器は含まれていません。


【アプリケーション】

- 1) VSCTDH40: 高速排気ドック
 - ・CTDH40:LN2デュワーUHVブースターCF40(加熱コイル/温度センサー付)
 - ・VSCT40: 小型ドッキングチャンバー
 - ・VSDOCK40: ドッキングステーション
- 2) VSCTDH40: 高速排気ドック+ターボ分子ポンプ(671/s: N2)

【オプション】

- 1) CABCTH40HT3M: ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)
 - ・ケーブル長: **3m**
 - ・定格電圧: 最大**60VDC**
 - ・ミニチュア導入端子用6ピンプラグ
 - ・電源コネクター用標準4mmバナナプラグ








高速排気ドック+ターボ分子ポンプ

高速排気ドック(LN2フローUHVブースターCF40付)

- ・VSCTH40(WT)高速排気ドック(移送チャンバー)は、超高真空スーツケースからUHVシステムへサンプルを大気に曝されないように非常に高速に移送することが可能です。移送チャンバー内の真空は、ターボ分子ポンプとCTH40(WT) LN2デュワーUHVブースターCF40(LN2コールドトラップ)のクライオポンプとしての機能を組み合わせて作られます。このため、従来は24時間かけてバッファーをベークアウトしていたのに対し、約30分で十分な真空度を確保することができます。(但し、ターボ分子ポンプは含まれていません。)
- ・VSCTH40(WT)を使用したサンプルの高速移送ではベークアウトは必要ありません。従って**超高真空スーツケース**が**高速排気ドック(移送チャンバー)**と一緒に加熱されないたスーツケース内の真空度に悪影響を与えないというメリットもあります。
- ・この製品は、マックスプランク固体研究所(シュトゥットガルト)のナノスケール科学部門と共同で開発されました。

【製品コード】VSCTDH40



高速排気ドック 【製品コード】VSCTH40(WT)



高速排気ドック+ターボ分子ポンプ


【仕様】

- ・フルUHV適合材料
- ·**ターボ分子ポンプ**は含まれていません。
- (1) 【製品コード: VSDOCK40】 ドッキングステーション
 - ·VSCT40: 小型ドッキングチャンバー
 - -材質: SUS304L(1.4301)
 - -Heリーク率: **<1x10-9 mbar*l/s**
 - ・VATミニUHVマニュアルゲートバルブ(ICF70)
 - **※CTH40(WT)(LN2コールドトラップ)**との組み合わせることでこのドッキングステーションは、**1E-9 mbar**の範囲の真空レベルまで高速排気することができます。
- (2) 【製品コード: CTH40(WT)】 LN2フローUHVブースターCF40
 - ·LN2充填量:~0.5lt
 - ・デュワー真空隔離(プラスティック蓋付)/断熱スリーブ及びカバー
 - ・熱交換器: OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
 - ・排気時間(VSCT40使用): 約1E-8mbarの圧力まで約30分
 - ・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
 - ・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
 - ・温度センサー: Pt100
 - ・電流導入端子:6ピンICF34ミニチュア導入端子
 - 取付フランジ: ICF70
- (3) オプション:


【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)※電源及び制御電子機器は含まれていません。







LN2フローUHVブースターCF40 【製品コード】CTH40(WT)



LN2フローUHVブースターCF40(加熱コイル/温度センサー付)

- ・システムへのサンプル挿入の待ち時間を短縮し、作業の迅速化と効率化を実現する装置です。
- ・CTH40(WT)は、クライオポンプとして使用されるLN2コールドトラップで、ターボ分子ポンプと組み合わせてロードロックまたは**小型ドッキングチャンバー**で使用できます。 排気時間を大幅に短縮し、チャンバー内の水の分圧が低下させます。
- ・チューブ内を流れるLN2は、冷却体を10分~15分以内に-180°C以下に冷却します。このクライオポンプを使用すると、排気時間が大幅に短縮され、追加のベークアウトは不要になります。
- ・このフロータイプは、加圧液体窒素デュワー、または熱交換器と窒素ガスを備えた冷却装置に取り付けることができます。
- ・VSCT40のような小型ドッキングチャンバーでは、ターボ分子ポンプのみを使用した場合、数時間かかる圧力が、約30分で約1E-8mbarまで 圧力が下がります。
- ・この新しいバージョンでは、加熱コイルを追加することでLN2コールドトラップの高速昇温を同様の効率で実現しています。
- ・Pt100温度センサーを使用してクールダウン及びウォームアップ中の温度を監視します。内蔵抵抗ヒーターに適したコネクター付ケーブル (CABCTH40HT3M)は、別途注文する必要があります。
- ・CTH40(WT)は、スタンドアロンのほか、小型ドッキングチャンバー(VSCT40)と組み合わせてドッキングステーションとして利用できます。
- ・テストデータの一部を右側ご紹介します。

【製品コード】CTH40(WT)





(1) 仕様:


- ・熱交換器: OFHCコア付アルミニウム冷却ブロック
- ・排気時間(小型ドッキングチャンバー: VSCT40使用): 約1E-8mbarの圧力まで約30分
- ・LN2コールドトラップ冷却温度:80K
- ・クイックウォームアップ用内蔵抵抗ヒーター
- ・温度センサー: Pt100
- ・電流導入端子:6ピンミニチュア導入端子
- 取付フランジ: ICF70
- 導入端子フランジ: ICF34
- ・フルUHV適合材料

(2) オプション

【製品コード】CABCTH40HT3M:ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m) ※電源及び制御電子機器は含まれていません。







【アプリケーション】


- 1) VSCTH40(WT): 高速排気ドック
 - ・CTH40(WT): LN2フローUHVブースターCF40(加熱コイル/温度センサー付)
 - ・VSCT40: 小型ドッキングチャンバー
 - ・VSDOCK40:ドッキングステーション
- 2) VSCTH40(WT): 高速排気ドック+ターボ分子ポンプ(67l/s: N2)

【オプション】


- 1) CABCTH40HT3M: ブースター温度測定/ヒーターケーブル(3m)
 - ・ケーブル長: **3m**
 - · 定格電圧: 最大60VDC
 - ・ミニチュア導入端子用6ピンプラグ
 - ・電源コネクター用標準4mmバナナプラグ











高速排気ドック+ターボ分子ポンプ


















Material: fully UHV compatible	dimensions >30mm	nm DIN ISO 2768-f-H mm DIN ISO 2768-m-K excluding Sym./Run			
		Sym./Runout>30mm	m DIN ISO 2768-H		
Fast Pump Down Dock UHV Booster CF40	formed part dimensions	DIN ISO 2768-f-H			
0117 0003101 01 40	Scale	Drawn	C.Strässle		
		Date	07.11.2018		
	1:5	Changed			
Ferrovac GmbH THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF FERROVAC GMBH. ANY REPRODUCTION		1.5	VSCTDH40(WT)		
CH-8050 Zurich	IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OUR PERMISSION IS PROHIBITED.	Rev. A	A3 sheet 1/1		









Material: fully UHV compatible			over	1	6	30	100	300	1000
		dimension	up t	0 6	30	100	300	1000	2000
UHV Booster CF40 (LN2 cold trap) VSCT40		tolerance	±	0.05	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2
		Scale		Drawn O. Adl		Adlu	ng	Ties.	
				Date		11.02.2016			
				Changed		23.02.2016 VG			
errovac GmbH THE INFORMATION CONTAINED IN DRAWING IS THE SOLE PROPERTY FERROVAC OWNE. ANY REPRODUCT		•	_	CT			10		
CH-8050 Zurich	IN PART OR AS WHOLE WITHOUT OUR PERWISSION IS PROHIBITED.	Rev. E		A3 sheet 1/1					

